

MRS 配套试剂使用说明书

【货号】 P-133

【用途】

用于配制改良 MRS 琼脂培养基。

【规格】 10 套/盒

【成分/每套】

半胱氨酸盐酸盐 50mg

莫匹罗星锂盐 5mg

【用法】

每套（莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐各一支）添加于 100mL CM188A 基础中制成改良 MRS 琼脂培养基。半胱氨酸盐酸盐需用 0.5mL 无菌水溶解。

【保存】

2°C-8°C避光保存两年。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书（MSDS）可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>,

在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。